

## VERPACKUNGSEMPFEHLUNG

### Gewichtssätze

- Achten Sie darauf, dass das Etui fest verschlossen ist bzw. fixieren Sie den Verschluss
- Verpacken Sie das Etui in einer Tüte oder Tasche. Das verhindert, dass Gewichte verloren gehen, falls der Verschluss sich während des Transports doch öffnen sollte
- Platzieren Sie das Etui mit der Tüte oder Tasche in einer ausreichend großen Umverpackung
- Polstern Sie diese mit zusätzlichem Füllmaterial aus, um dem Etui eine möglichst stabile Position zu verschaffen

### Einzelgewichte

- Polstern Sie ggf. das Gewicht im Etui mit zusätzlichem Füllmaterial, so dass es bei Erschütterungen gut geschützt ist
- Achten Sie darauf, dass jedes Etui fest verschlossen ist bzw. fixieren Sie den Verschluss
- Verpacken Sie die Etuis in einer Tüte oder Tasche. Das verhindert, dass Gewichte verloren gehen, falls ein Etui sich während des Transports doch öffnen sollte
- Platzieren Sie die Etuis mit der Tüte oder Tasche in einer ausreichend großen Umverpackung
- Polstern Sie diese mit zusätzlichem Füllmaterial aus, um jedem Etui eine möglichst stabile Position zu verschaffen

### Waagen und sonstige Messgeräte

- **Generell: Beachten Sie immer die Angaben des Herstellers.**
- Verwenden Sie für den Versand die Original-Verpackung.
- Nehmen Sie die Wiegeplatte ab und legen Sie sie separat in das Paket
- Bringen Sie, falls machbar, die Transportsicherung an
- Fixieren Sie bei Analysewaagen die Türen des Windschutzes, so dass diese während des Transports fest verschlossen bleiben

Legen Sie das Bestellformular und eventuelle weitere Unterlagen bei (Lieferschein, bisheriger Kalibrierschein etc.)

Adressieren Sie die Sendung an:

**KERN & SOHN GmbH**  
**Kalibrierlabor**  
**Ziegelei 1**  
**72336 Balingen**

*Die aufgeführten Hinweise sind lediglich als Empfehlungen zu betrachten und nicht grundsätzlich auf alle Geräte übertragbar. Der Versand erfolgt stets auf eigene Gefahr.*